

动物细胞活力/毒性检测试剂盒 (Calcein AM, PI)

产品编号	产品名称
RG-HX-01	Calcein AM, PI

产品简介

动物细胞活力/毒性检测试剂盒 (Calcein AM, PI) 是一种检测动物细胞死活的双荧光染色试剂盒。试剂盒内的两种探针可分别通过测定细胞内酯酶活性和质膜完整性从而反映细胞活力，与相同用处的台盼蓝相比，更快捷安全且灵敏度更高。

本试剂盒可用于荧光显微镜、流式细胞仪、酶标仪以及其他荧光检测系统，可应用于大多数的真核哺乳动物细胞，包括贴壁细胞核的某些组织，但不适用于真菌和酵母。

应用范围

鉴别活细胞和死细胞

储运条件

-20℃避光保存，有效期见外包装；冰袋运输。

产品特点

稳定性好： 荧光染色荧光亮度强且抗淬灭性好；

批间差小： 荧光染料为公司自研，批间差控制的好；

使用方便： 我司提供多种细胞活力检测染料，选择灵活方便；

安全灵敏： 与相同作用的台盼蓝相比，更快捷安全且灵敏度更高。

试剂盒组成

组份编号	组份名称	30T	150T
RG-HX-01a	a. 4 mM Calcein AM (无水 DMSO)	10 μ L	50 μ L
RG-HX-01b	b. 1.5 mM Propidium (PI in H ₂ O)	50 μ L	250 μ L


注：本试剂盒次数是按照流式细胞仪一个样品使用 0.5 mL 工作液规定的。注意 Calcein AM 容易水解，需密封干燥保存，稀释工作液需当天配制。

产品参数

Calcein AM Ex/Em: 494/517 nm

PI Ex/Em: 535/617 nm (结合 DNA)

光谱图:



注意事项

- 使用前请将产品瞬时离心至管底，再进行后续实验。



2. 酚红或血清对于本试剂盒的检测有一定的干扰。
3. 荧光染料均存在淬灭问题，实验操作时请尽量注意避光，以减缓荧光淬灭。
4. 本产品仅限于科研，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

操作步骤

1. 荧光显微镜检测

(1) 准备工作液

准备 2 μM Calcein AM 和 4.5 μM PI 的染色工液：取出 Calcein AM 和 PI 原液，恢复至室温。将 30 μL 1.5 mM PI 和 5 μL 4 mM Calcein AM 与 10 mL PBS 或其他无血清缓冲液或培养基混合，涡旋混匀。上述工作液可直接用于细胞染色。

注：Calcein AM 的水溶液易水解，应当天用完。Calcein AM 和 PI 的浓度选择依据所用细胞类型不同而有所区别，推荐浓度范围为 0.1~10 μM 。

准备细胞并开展实验

- (1) 对于贴壁细胞，可用 1 $\times$ PBS 清洗 2~3 次后进行染色。对于悬浮细胞，250~1000 $\times$ g 室温离心 5 min，收集细胞染色。
- (2) 用 1 $\times$ PBS 充分清洗细胞 2~3 次，以充分去除残留的酯酶活性。
- (3) 对于贴壁细胞，加入足够量的 Calcein AM/PI 染色工作液。对于悬浮细胞，加入适量的染色工作液，使细胞密度控制在 1~5 $\times$ 10⁵/mL。
- (4) 室温避光孵育 15~20 min（如果工作液浓度较高或者孵育温度较高，应适当的减少孵育时间）。
- (5) 荧光显微镜下观察标记的细胞。

2. 流式细胞仪检测

- (1) 取出试剂，恢复至室温。
- (2) 准备 2 μM Calcein AM 和 4.5 μM PI 的染色工作液：取出 Calcein AM 和 PI 原液，恢复至室温。将 30 μL 1.5 mM PI 和 5 μL 4 mM Calcein AM 与 10 mL PBS 或其他无血清缓冲液或培养基混合，涡旋混匀。上述工作液可直接用于细胞染色。
- (3) 用 1 $\times$ PBS 充分清洗细胞 2~3 次。
- (4) 用 0.5 mL 染色工作液悬浮细胞，控制细胞密度为 1~5 $\times$ 10⁵/mL。
- (5) 室温避光孵育 15~20 min。
- (6) 在 1~2 h 内，通过流式细胞仪检测细胞活性。Calcein AM 可以由 488 nm 激光激发，检测荧光发射光谱约在 530 nm 处，PI 发射光约在 617 nm 处。

注：细胞圈门时，注意排除细胞碎片，使用单染管调节补偿，双染管流式检测应获得两个相对独立的细胞群：显示绿色荧光的活细胞群和红色荧光的死细胞群。

3. 酶标仪检测

- (1) 在 96 孔黑色酶标板中培养适量的贴壁或悬浮细胞。
- (2) 准备 2 μM Calcein AM 和 4.5 μM PI 的染色工作液：取出 Calcein AM 和 PI 原液，使其恢复室温。将 30 μL 1.5 mM PI 和 5 μL 4 mM Calcein AM 与 10 mL PBS 或其他无血清缓冲液或培养基混合，涡旋混匀。
- (3) 用 1 $\times$ PBS 充分清洗细胞，以充分去除残留的酯酶活性。
- 对于贴壁细胞，每孔加 100 μL PBS 清洗细胞。对于悬浮细胞，加 100 μL PBS 重悬细胞，离心去上清。重复上述操作。
- (4) 每孔中加入 100 μL PBS。
- (5) 每孔中加入 100 μL 染色工作液，使每孔总体积为 200 μL ，Calcein AM 的终浓度为 1 μM ，PI 的终浓度为 2.25 μM 。轻轻摇晃培养板，使液体均匀覆盖细胞。
- (6) 室温避光孵育 30~45 min。
- (7) 酶标仪检测。当酶标仪设置为 Fluorescein 时，可以检测 Calcein AM；当酶标仪设置为 Rhodamine 或 Texas Red 时，可以检测 PI。根据光谱特性选择最佳的发射及激发波长。

注：不同的细胞最佳孵育时间有所不同，以 30 min 作为初始孵育时间，后续可以根据实际染色效果对染色时间进行适当调整和优化，以得到更加理想的染色效果。

注：通过对比样品组与对照组测量的 Relative fluorescence values (RFU)，可以得出死细胞与活细胞数量的变化。下面也提供了另一种数据分析的方法。

4. 计算某个区域活细胞与死细胞的比例

下面方法可计算出死细胞与活细胞的比例。需要的样品有死细胞对照组、活细胞对照组及待测样品组。1%的皂苷或 0.1~0.5% 洋地黄皂苷处理细胞 10 min，即可得到死细胞。

(1) 准备染色工作液及按上述步骤染色细胞。另外，分别准备 1 mL 2 μ M Calcein AM 和 4 μ M PI 溶液，按照下列指示来染色对照组。对于下面组别的细胞或无细胞组，需要保持细胞数量、检测工作液浓度、孵育时间和孵育温度的完全一致。

(2) 样品组及对照组测量

A. 样品组在 517 nm 的测量值，记为 Calcein AM 和 PI = F (517) sam。

B. 样品组在 617 nm 的测量值，记为 Calcein AM 和 PI = F (617) sam。

C. 死细胞 PI 单染对照组在 617 nm 的测量值，记为 PI = F (617) max。

D. 死细胞 Calcein AM 单染对照组在 617 nm 的测量值，记为 Calcein AM = F (617) min。

E. 活细胞 PI 单染对照组在 517 nm 的测量值，记为 PI = F (517) min。

F. 活细胞 Calcein AM 单染对照组在 517 nm 的测量值，记为 Calcein AM = F (517) max。

G. 没有细胞的空白对照孔（加染料或不加染料均可），517 nm 处的检测值记为 F (517) 0。

H. 没有细胞的空白对照孔（加染料或不加染料均可），617 nm 处的检测值记为 F (617) 0。

(3) 根据测量数据计算死细胞与活细胞的比例：

$$\% \text{ Live Cells} = (A - E) \div (F - E)$$

$$\% \text{ Dead Cells} = (B - D) \div (C - D)$$

注：所有的 F (517) 和 F (617) 都减去相应的 F (517) 0 和 F (617) 0。

5. 确定某个区域活细胞与死细胞的比例

通过制作 517 nm 和 617 nm 处的荧光光谱标准曲线，可以确定死细胞与活细胞的数量，每个染料的荧光强度分别与样品中死细胞或活细胞的数量成直线型关系。

6. 染色效果图（图 1）




图 1 HeLa 诱导凋亡处理后 Calcein AM、PI 双染结果图

FAQ

1. 问：有两款哺乳动物死活染色试剂盒，分别是 Calcein AM, PI 与 Calcein AM, EthD-I 这两者的区别是什么？

答：EthD-I 相较于 PI 来说，对 DNA 的亲合力更高，低浓度下即可满足染色效果。

2. 问：如何为 LIVE/DEAD 细胞活力实验设置死细胞对照？

答：有两种简单的方法。一种是通过 60℃ 放置 20 分钟热灭活细胞。第二种是将细胞放入 70% 乙醇。乙醇固定的细胞可以在冰箱中无限期储存直到使用，可达好几年。步骤如下：

(1) 离心细胞、使细胞沉淀并去除上清。

(2) 固定细胞：在 15 mL 含有细胞团的试管中加入 10 mL 70% 冰乙醇，先开始逐滴加入后震荡，混合均匀。

(3) 在冰箱中储存直到使用。

(4) 快使用时，水洗两次且在选择的缓冲液中重悬。

3. 问：用该试剂盒染色后，可以进行后续固定步骤吗？为什么？

答：染色后不可以进行固定步骤。PI 作为膜非透性染料，固定后将转移到所有细胞，不再维持死细胞特异性染色。