



RNase Cleaner RNA 酶清除剂

目录号

MG-TQ-07

产品组成

组分	规格 (50 次)
RNase Cleaner	250 mL

保存条件

常温 (15~30℃) 保存 12 个月。

产品简介

RNA 酶清除剂是一种无毒喷洒试剂，用于清除实验桌面和离心管等实验耗材表面的 RNA 酶污染，同时可有效清除实验室内各种表面的核酸污染，建立无 RNA 和 DNA 模板的实验环境。

产品特点

- ✧ 快速高效：可高效清楚实验环境中的 RNA 酶和核酸污染；
- ✧ 安全无毒：所有组分均不含有毒成分，无腐蚀性；
- ✧ 操作简单：喷雾型，喷洒即可，使用方便。

适用范围

适用于清洁实验台面、实验仪器、PCR 管、移液器及离心管等。

注意事项

- 1.离心管等表面处理时，应在干后再使用，否则可能因为核酸清除效果而对核酸模板有影响。
- 2.本品安全无毒，略有刺激性，喷洒时需佩戴口罩，不可直接接触皮肤与粘膜，若不慎接触，应立即用大量清水冲洗。
- 3.本品喷头可自主旋转调节，非使用期间旋至“X”图标朝上，即为关闭状态，无法喷洒；使用时旋至“.....”图标朝上，即为直线喷洒；旋至花洒图标朝上，即为多方向喷洒。请勿朝向皮肤、眼睛等部位喷洒。

使用方法

本产品仅供科研使用



安徽科兔生物技术有限公司
Anhui Ketu Biotech Co.,Ltd

1. 直接将本品喷洒于桌面, 约 5min 后用干净的纸巾或酒精湿巾擦拭桌面, 创造无 RNA 酶和核酸 的实验环境。
2. 实验耗材, 如 PCR 管、离心管管壁表面核酸酶及核酸清除, 5~10min 晾干后, 对后续实验无明 显影响。
3. 应用于超净台或生物安全柜时, 应先于台面喷洒本品, 后用 75%酒精擦拭台面, 将喷洒过本品的 离心管或枪头盒放入后开紫外照射除菌。
4. 本产品也可用于一次性乳胶手套表面, 喷洒本产品 3~5min 后, 用超纯水或酒精湿巾擦净后使用。

本产品仅供科研使用

Tel:400-079-0900

Web:www.ketubio.com

Email:ketubio@163.com