

**细胞增殖检测试剂盒 (CCK-8)**

产品编号	产品名称	规格
CG-HL-01	细胞增殖检测试剂盒 (CCK-8)	500T/1000T

**产品简介**

细胞增殖检测试剂盒(Cell Counting Kit-8)简称 CCK-8, 是一种基于 WST-8 而广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的快速、高灵敏度检测的试剂盒。

WST-8 是一种类似于 MTT 的化合物, 在电子耦合试剂存在的情况下, 可以被线粒体内的一些脱氢酶还原生成橙黄色的 formazan。细胞增殖越多越快, 则颜色越深; 细胞毒性越大, 则颜色越浅。对于同样的细胞, 颜色的深浅和细胞数目呈线性关系。

WST-8 是 MTT 的一种升级替代产品, 和 MTT 或 MTT 类似产品如 XTT、MTS 等相比有明显的优点。首先, MTT 被线粒体内的一些脱氢酶还原生成的甲臜不是水溶性的, 需要有特定的溶解液来溶解; 而 WST-8、XTT 和 MTS 产生的甲臜都是水溶性的, 可以省去后续的溶解步骤, WST-8 产生的甲臜比 XTT 和 MTS 产生的甲臜更易溶解, WST-8 比 XTT 和 MTS 更加稳定, 使实验结果更加稳定, WST-8 与 MTT、XTT 相比线性范围更宽, 灵敏度更高。

本试剂盒可以用于细胞因子等诱导的细胞增殖检测, 也可以用于抗癌药物等对细胞有毒试剂诱导的细胞毒性检测, 或一些药物诱导的细胞生长抑制检测。

**试剂盒组成**

组份编号	组份名称	规格	数量
CG-HL-01	Cell Counting Kit-8 (CCK-8)	5mL/瓶	1

**储存条件**

4°C避光保存, 长期储存置于-20°C, 两年有效。

**注意事项**

1. 用酶标仪检测前需确保每个孔内没有气泡, 否则会干扰测定。
2. 使用前请将产品瞬时离心至管底, 再进行后续实验。
3. 若暂时不测定 OD 值, 可以向每孔中加入 10  $\mu$ L 0.1M 的 HCl 溶液 或者 1%w/v SDS 溶液, 并将培养板在室温条件下避光保存。24h 内测定, 吸光度不会发生变化。
4. 使用 96 孔进行细胞铺板, 如果培养时间较长, 一定要注意蒸发问题。建议采取弃用周围一圈的办法, 改加相同量的 PBS 水或者培养液。



5. 若细胞培养时间较长,培养基颜色发生变化或 pH 发生变化,建议更换新鲜的培养基后再加 CCK-8 试剂。含有酚红的培养基不影响本试剂盒做细胞活性的测定。
6. 如果样品为高浑浊度的细胞悬液,建议设定 600nm (或 600nm 以上)作为参比波长,扣除参比波长的 OD 值即可。
7. CCK-8 试剂对细胞的毒性非常低。它和活细胞内的脱氢酶持续反应使 溶液颜色不断加深,OD 值不断增加,一般推荐的孵育时间是 0.5~4h。
8. 本产品仅限专业人员用于科学研究,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品。
9. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 使用说明

### 1. 标准曲线设立

- (1) 先用细胞计数板/细胞计数仪计数所制备的细胞悬液中的细胞数量,然后接种细胞。
- (2) 按比例依次用培养基等比稀释成一个细胞浓度梯度,在 96 孔板中接种细胞悬液 (100  $\mu$ L/孔),建议可以设置 8 个细胞浓度梯度,每个浓度设置 6 个重复进行细胞铺板,例如按照细胞个数 0/312.5/625/1250/ 2500/5000/10000/20000 cells/96 孔板进行铺板。
- (3) 接种后培养 2~4 h 使细胞贴壁,然后每 100  $\mu$ L 培养基加 10  $\mu$ L CCK-8 试剂培养一定时间后测定 OD 值,制作出一条以细胞数量为横坐标,OD 值为纵坐标的标准曲线。

### 2. 细胞活性检测

- (1) 在 96 孔板中接种细胞悬液 (100  $\mu$ L/孔),将培养板放在培养箱中预培养 24h。
- (2) 向每孔加入 10  $\mu$ L CCK-8 溶液 (注意不要在孔中生成气泡,它们会影响 OD 值的读数)。

注:如产品有析出,可 37°C 水浴处理,不影响使用。

- (3) 将培养板在培养箱内孵育 0.5~4h。

注:初次实验可以在 0.5、1、2 和 4h 后分别用酶标仪检测,然后选取吸光度范围比较适宜的一个时间点用于后续实验。

- (4) 用酶标仪测定在 450nm 和 600nm (消除孔板本底干扰) 处的吸光度。

### 3. 细胞增殖-毒性检测

- (1) 在 96 孔板中接种细胞悬液 (100  $\mu$ L/孔),将培养板放在培养箱中预培养 24h。
- (2) 向培养板加入 1~10  $\mu$ L 特定的药物刺激。
- (3) 于培养箱中孵育一段时间 (例如: 6、12、24 或 48h)。
- (4) 向每孔加入 10  $\mu$ L CCK-8 溶液 (注意不要在孔中生成气泡,它们会影响 OD 值的读数)。
- (5) 将培养板在培养箱内孵育 0.5~4h。



(6) 用酶标仪测定在 450nm 和 600nm（消除孔板本底干扰）处的吸光度。

注：如果待测物质有氧化性或还原性的话，可在加 CCK-8 之前更换新鲜培养基（除去培养基，并用培养基洗涤细胞两次，然后加入新的培养基），去掉药物影响。当然药物影响比较小的情况下，可以不更换培养基，直接扣除培养基中加入药物后的空白吸收即可。

#### 4. 计算公式

细胞存活率= $[(As-Ab) / (Ac-Ab)] \times 100\%$

抑制率= $[(Ac-As) / (Ac-Ab)] \times 100\%$

As：实验孔（含有细胞的培养基、CCK-8、待测药物）的吸光度。

Ac：对照孔（含有细胞的培养基、CCK-8、没有待测药物）的吸光度。

Ab：空白孔（不含细胞和待测药物的培养基、CCK-8）的吸光度