



安徽科兔生物技术有限公司
Anhui Ketu Biotechnology Co.,LTD

1×PBS pH 7.4(无菌)

【产品名称】通用名称：1×PBS pH 7.4（无菌）。

【包装规格和货号】500mL/瓶：RG-CE-10

【预期用途】PBS（phosphate buffered solution）即磷酸盐缓冲液，能够提供相对稳定的离子环境和pH缓冲能力，是生物学中经常使用的缓冲盐溶液，用于分子克隆及细胞培养等，与人体血液等渗，本产品经过除菌处理，适用于需要微生物限度的实验和操作。

【主要组成成分】主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠等，pH值约为7.4左右@25℃。

【储存条件及有效期】

2-8℃保存，有效期12个月。 生产日期及失效日期见标签。

【使用方法】（供参考）

- ◇本产品量浓度10mM，不需要进行稀释，即用型，按照实验需求和操作进行即可。
- ◇本产品更适用于需要高无菌性的实验，如细胞培养和分子实验等。

【注意事项】

- ◇本品为一次性加样使用科研试剂产品，请勿重复使用，过期产品请勿使用。
- ◇试验过程存在潜在污染性，处理试剂和样本时需戴一次性手套，操作后应彻底洗手。

【实验方法的局限性】本产品涉及的检测结果仅供科学研究，不具备医学诊断价值。

【基本信息】

生产企业名称：安徽科兔生物技术有限公司

住所：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

售后服务单位名称：安徽科兔生物技术有限公司

联系方式：400-079-0900

生产地址：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

【版本信息】

R01