



10X TBST pH 7.4

【产品名称】 通用名称：10X TBST pH 7.4。

【包装规格和货号】 100mL/瓶：RG-XJ-01-100mL、500mL/瓶：RG-XJ-01-500mL。

【预期用途】 是一种常用于蛋白质印迹（如 Western blot）实验中的缓冲液，适用于稀释抗体和洗涤步骤。

【主要组成成分】 主要成分为Tris-HCL，氯化钠，吐温-20以及防腐剂等，pH值约为7.4。

【储存条件及有效期】

室温保存，有效期12个月。生产日期及失效日期见标签。

【使用方法】（供参考）

◇将10X TBST按照体积比1:9稀释到1X TBST进行使用（100mL 10X TBST + 900mL去离子水配置成1X TBST 终体积为1L）。

◇使用1X TBST进行下游实验（使用前务必搅拌均匀），主要为洗脱等操作。

【注意事项】

◇本品为一次性加样使用科研试剂产品，请勿重复使用，过期产品请勿使用。

◇试验过程存在潜在污染性，处理试剂和样本时需戴一次性手套，操作后应彻底洗手。

【实验方法的局限性】 本产品涉及的检测结果仅供科学研究，不具备医学诊断价值。

【基本信息】

生产企业名称：安徽科兔生物技术有限公司

住所：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

售后服务单位名称：安徽科兔生物技术有限公司

联系方式：400-079-0900

生产地址：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

【版本信息】

R01