



安徽科兔生物技术有限公司
Anhui Ketu Biotechnology Co.,LTD

I 二抗专用稀释液 A

【产品名称】通用名称：二抗专用稀释液A。

【包装规格和货号】100mL/瓶。

【预期用途】二抗专用稀释液A是一款专为免疫检测实验（如Western Blot、IHC、ELISA等）设计的高性能抗体稀释液。

【主要组成成分】主要成分增加了稳定蛋白和优化反应的Tris缓冲液。

【储存条件及有效期】

2-8℃保存，有效期12个月。 生产日期及失效日期见标签。

【使用方法】（供参考）

◇按照抗体/蛋白的浓度使用本稀释液进行稀释到所需的终浓度即可。

Note：本产品更适用为种源为兔源的抗体

【注意事项】

◇本品为一次性加样使用科研试剂产品，请勿重复使用，过期产品请勿使用。

◇试验过程存在潜在污染性，处理试剂和样本时需戴一次性手套，操作后应彻底洗手。

【实验方法的局限性】本产品涉及的检测结果仅供科学研究，不具备医学诊断价值。

【基本信息】

生产企业名称：安徽科兔生物技术有限公司

住所：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

售后服务单位名称：安徽科兔生物技术有限公司

联系方式：400-079-0900

生产地址：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

【版本信息】

R01