



I 胎牛血清(A+++)

【产品名称】通用名称：超级胎牛血清。

【包装规格和货号】500mL/瓶：CG-SR-03

【预期用途】胎牛血清是一种高品质的生物试剂，主要从胎牛（牛胎儿）的血液中提取，其优点在于含有丰富的生长因子、激素、蛋白质及其他营养成分，能够为细胞培养提供理想的生长环境。

【储存条件及有效期】

-20° C保存，有效期60个月。 生产日期及失效日期见标签。

【使用方法】（供参考）

根据实验需求和细胞种类的不同，可在细胞培养基中加入本产品，添加体积范围为 5%-20%，具体比例可根据实验结果进行优化调整。

注：本产品无细菌，真菌，支原体，病毒源感染。

【产品特征】

血源地	澳洲
内毒素含量	≤2.5EU/mL
血红蛋白含量	≤200mg/L
蛋白含量	≤30-45g

【注意事项】

- ◇本品为一次性加样使用科研试剂产品，请勿重复使用，过期产品请勿使用。
- ◇试验过程存在潜在污染性，处理试剂和样本时需戴一次性手套，操作后应彻底洗手。

【适用类型推荐】

干细胞、免疫细胞、原代细胞（mESC、MSC、iPSC）等。

【实验方法的局限性】本产品涉及的检测结果仅供科学研究，不具备医学诊断价值。



安徽科兔生物技术有限公司
Anhui Ketu Biotechnology Co.,LTD

I 胎牛血清 (A+++)

【基本信息】

生产企业名称：安徽科兔生物技术有限公司

住所：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

售后服务单位名称：安徽科兔生物技术有限公司

联系方式：400-079-0900

生产地址：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

【版本信息】

R01