



安徽科兔生物技术有限公司
Anhui Ketu Biotechnology Co.,LTD

DMEM (高糖) 培养基

【产品名称】通用名称：DMEM（高糖）培养基。

【包装规格和货号】500mL/瓶：RG-CE-2。

【预期用途】DMEM（Dulbecco's Modified Eagle Medium，高糖型，4.5 g/L 葡萄糖）是一种常用的哺乳动物细胞培养基，适用于代谢活跃的贴壁细胞、快速生长的肿瘤细胞及部分干细胞。其高糖（4.5 g/L 葡萄糖）配方提供充足的能量支持，适用于高能需求的细胞类型。。

【主要组成成分】主要成分为葡萄糖、L-谷氨酰胺、碳酸氢钠、氯化钠、氯化钾、烟酰胺等。

【储存条件及有效期】

2-8℃保存，有效期12个月。 生产日期及失效日期见标签。

【使用方法】(供参考)

◇本产品无需稀释，已完成除菌处理，可直接使用。根据实验需求，可添加胎牛血清等成分后使用。

【注意事项】

- ◇本品为一次性加样使用科研试剂产品，请勿重复使用，过期产品请勿使用。
- ◇试验过程存在潜在污染性，处理试剂和样本时需戴一次性手套，操作后应彻底洗手。

【实验方法的局限性】本产品涉及的检测结果仅供科学研究，不具备医学诊断价值。

【基本信息】

生产企业名称：安徽科兔生物技术有限公司

住所：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

售后服务单位名称：安徽科兔生物技术有限公司

联系方式：400-079-0900

生产地址：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

【版本信息】

R01