



减血清培养基（含 L-谷氨酰胺，含酚红）

产品编号	产品名称	规格
RG-CE-16	减血清培养基（含 L-谷氨酰胺，含酚红）	500mL

产品简介

本产品是一种以 MinimalEssentialMedium（MEM）为基础经过改良得到的减血清培养基，含有 HEPES 和碳酸氢钠缓冲液，并添加了次黄嘌呤、胸苷、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺、微量元素及生长因子，能够在减少血清用量 50%的情况下正常培养细胞，包括 Sp2/0、AE-1、CHO-K1、BHK-21、HEK293T、Vero 等。 本产品还可以用于细胞转染，与阳离子脂质体转染试剂搭配使用。

使用方法

按常规培养基（加入 5%血清）进行细胞培养或者参考阳离子脂质体转染试剂的操作步骤进行使用。

注意事项

- 1.本产品富含营养物质，在使用过程中应注意无菌操作，避免污染。
- 2.本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作

保存条件

4℃保存，有效期一年。