



DPBS 缓冲液（无钙镁，无酚红）

产品编号	产品名称	规格
RG-CE-15	DPBS 缓冲液（无钙镁，无酚红）	500mL

产品简介

DPBS 缓冲液是一种用于哺乳动物细胞维持平衡的盐溶液，可以在有限的时间内维持离体细胞结构和生理学上的完整性，可用于多种细胞培养用途如在解离细胞前的冲洗，运输细胞或组织样品，稀释细胞用于细胞计数，以及用来配制各种试剂溶液。不含钙镁离子的配方可用于细胞解离前清洗螯合剂。

本缓冲液 pH 值 7.0~7.6。

保存条件

室温，12 个月。

注意事项

本产品无特殊注意事项，请根据生物实验室操作规范使用。