



DMEM(低糖)培养基

产品编号	产品名称	规格
RG-CE-17	DMEM(低糖)培养基	500mL

产品简介

DMEM(低糖)培养基经过 0.2μm 滤膜除菌，包含碳水化合物、氨基酸、维生素、无机盐等营养物质，是经典的基础培养基。适用于多种动物细胞培养，包括原代成纤维细胞、神经元细胞、神经胶质细胞、平滑肌细胞、HUVECs、Hela、293、Cos-7、PC-12。

本培养基含有葡萄糖、L-谷氨酰胺、碳酸氢钠、丙酮酸钠和酚红；不含有 HEPES。

保存条件

2-8℃，避光，有效期 12 个月。

注意事项

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。