



RPMI-1640 完全培养基 (A++血清)

产品编号	产品名称	规格
RG-CE-25	RPMI-1640 完全培养基 (A++血清)	500mL

产品简介

RPMI-1640 完全培养基 (A++血清) 是经过测试优化选定的配方, 可以保证细胞良好的生长状态, 本产品含有 RPMI-1640 培养基 89%、胎牛血清 (进口 A++) 10%、青霉素-链霉素混合液 (100 ×) 1%, 无需额外再添加任何成分, 可直接用于细胞的培养。

保存条件

2-8°C, 避光, 有效期 12 个月。

注意事项

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。