



## DMEM (高糖) 完全培养基 (A+++血清)

产品编号	产品名称	规格
RG-CE-23	DMEM (高糖) 完全培养基 (A+++血清)	500mL

### 产品简介

DMEM (高糖) 完全培养基 (A+++血清) 是经过测试优化选定的配方, 可以保证细胞良好的生长状态, 本产品含有 DMEM (高糖) 培养基 89%、胎牛血清 (进口 A+++ ) 10%、青霉素-链霉素混合液 (100×) 1%, 无需额外再添加任何成分, 可直接用于细胞的培养。

### 保存条件

2-8°C, 避光, 有效期 12 个月。

### 注意事项

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。