



WB 样本登记表

客户信息：

*姓名		*联系电话	
*销售人员		邮箱	
*研究方向		*取样时间	
*工作地址			

样本信息：

*订单编号			
*检测项目		*样本类型	☐ 细胞 ☐ 组织
*细胞样本	☐ T25 培养瓶 ☐ 大皿 ☐ 中皿 ☐ 小皿 ☐ 12 孔板 ☐ 24 孔板		
*细胞密度/百分比			
*样本数目		*样本种属	
*同一样本上样复孔数量	☐ 单孔上样（同一样本只上样 1 个孔，不重复上样） ☐ 2 复孔（同一样本上样 2 个孔，重复 2 个孔上样） ☐ 3 复孔（同一样本上样 3 个孔，重复 3 个孔上样）		
*上样顺序 (以 4 个样本为例)	☐ 111 222 333 444 ☐ 1234 1234 1234		
*内参要求 (一张膜只对应一个内参)	☐ β -actin ☐ GAPDH ☐ β -tubulin ☐ α -tubulin ☐ Vinculin		
*是否整膜	☐ 裁膜 ☐ 整膜 ☐ 同膜		
*样本取材时间			
*样本分组编号			
*检测抗体信息 (名称、厂家、货号、分子量)			



安徽科兔生物技术有限公司

*剩余试剂	☐ 返还（2 周内取走）	☐ 销毁
样本处理描述		
其他 (每个样本进行 3 重复测试)		

样本要求:

细胞样本	总细胞数/样	不少于 10^6 个/样
	样本收集方法	贴壁细胞: 细胞接种于 6 孔板中, 弃培养基, PBS 洗涤 3 次, 加入胰酶消化, 终止消化后转移至 1.5mL EP 管中, 1500rpm 离心 5min 弃细胞上清, 用 PBS 重悬细胞沉淀, 弃上清, 保留细胞沉淀, 封口膜封好, 每管标注好样本名称及编号。 悬浮细胞: 15mL 离心管收集细胞, 1500rpm 离心 5min 弃细胞上清, PBS 洗涤 3 次, 保留细胞沉淀, 封口膜封好, 每管标注好样本名称及编号。 注: 贴壁细胞培养上清中存在凋亡细胞, 需收集细胞上清液后, 1500rpm 离心 5min 收集细胞, 与胰酶消化后的细胞合并。
	运输	-80°C 保存, 干冰运输
	储存	
组织样本	不含水质量/样	不少于 100mg/样
	样本收集方法	取材后立即置于液氮或预冷 PBS 中, 转移至预冷 EP 管中, 封口膜封好, 每管标注好样本名称及编号。 -80°C 保存。
	运输	-80°C 保存, 干冰运输
	储存	
	储存	
注意事项: 1、 请务必准确填写“*”内容; 2、 请务必保证样本登记表中的样本名称、数目、编号与样本一致; 3、 如要留样本, 请在送检后 2 周取走, 过期如有丢失, 不予负责。		